

Symbicort® Turbuhaler®
80/4.5 160/4.5 320/9 µg/inhalation¹

ይክፈቱ ያዙሩ እና ወደ ውስጥ ይተንፍሱ

Symbicort Turbuhaler የተለያየ መጠን ያለው የአስም መድኃኒት መንፈያ ሲሆን በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ደቃቅ መድኃኒት ይሰጣል።

በ Turbuhaler አማካይነት የአስም መድኃኒት ሲነፋ፣ ደቃቅ መድኃኒቱ ወደ ሳምባ ይተላለፋል። ስለሆነም፣ በጫፉ ላይ ባለው ክብ ቀዳዳ አማካይነት በደንብና በሃይል ወደ ውስጥ መተንፈስ ያስፈልጋል።



1 ከዳኑን ለመንቀል ያዙሩት።
ከዳኑ ሲነቀል ጠቅ የሚል ድምፅ ያሰማል።



2 የአስም መድኃኒት መንፈያውን ቀጥ አድርጎ በመያዝ ቀዩን መያዣ ወደታች ያድርጉት። መያዣውን በሚያዘጋጁበት ወቅት ጫፉ ላይ ያለውን ክብ ቀዳዳ ይዘው አይቆዩ። የአስም መድኃኒት መንፈያው ውስጥ የመድኃኒት መጠን ለመሙላት፣ መያዣውን እስከመጨረሻው ድረስ በአንድ አቅጣጫ በኩል በማዞር ከዚያም ወደተቃራኒ አቅጣጫ ይመልሱት። መጀመሪያ ላይ በየትኛውም አቅጣጫ ቢያዘጋጁት ለውጥ አያመጣም በዚህ ሒደት መጨረሻ ላይ፣ ጠቅ የሚል ድምፅ ይሰማል። (አዲስ የአስም መድኃኒት መንፈያን ለመጠቀም በሚያዘጋጁበት ወቅት፣ ሒደቱ ሁለት ጊዜ መፈጸም አለበት)። የአስም መድኃኒት መንፈያው አሁን መድኃኒት ሞልቶብታል ስለዚህ ለአገልግሎት ዝግጁ ነው።



3 ወደ ውጭ ይተንፍሱ። ጫፉ ላይ ባለው ክብ ቀዳዳ በኩል ወደ ውጭ አይተንፍሱ።



4 ጫፉ ላይ ያለውን ክብ ቀዳዳ በቀስታ በጥርስዎ መካከል ያስገቡት። ከጎፈርዎን ገጥመው በደንብ በሃይል በአፍዎ ወደ ውስጥ ይተንፍሱ።

5 ከአንድ ጊዜ በላይ ወደውስጥ እንዲሰቡ በሃኪም ከታዘዘ ፣ ከ2 እስከ 4 ያሉትን ሂደቶች ይደግሙ።

6 ከዳኑን በደንብ ጠበቅ አድርገው በመከደን ወደቦታው ይመልሱ።

7 አፍዎን በውሃ ያለቅልቁ። ውሃውን አይዋጡት።

የአስም መድኃኒት መሳቢያ ጫፍ ላይ ያለውን ክብ ቀዳዳ ወደውስጥ ከፍል በተከታታይ (በሳምንት እንድን ጊዜ) በደረቅ ሶፍት ያፅዱ። ጫፍ ላይ ያለውን ክብ ቀዳዳ ለማድዳት ውሃ ወይም ሌሎች ፈሳሾችን አይጠቀሙ።

**የአስም መድኃኒት መሳቢያ መሳሪያዬ?
መቀየር ያለብዎት መቼ ነው?**



- የመድኃኒት መጠኑን መጠቆሚያ (ምስል ኤ) የአስም መድኃኒት መሳቢያው ውስጥ የቀረውን የድዝ መጠን የሚያሳይ ሲሆን ከ 60 ይጀምራል ወይም ሙሉ ሲሆን ከ 120 ይጀምራል
- የመድኃኒት መጠኑን መጠቆሚያ በ 10 የመድኃኒት መጠን ተከፋፍሎ የተቀመጠ ሲሆን እያንዳንዱን የመድኃኒት መጠን አደራረግ እያሳይም። በመድኃኒት መጠን መጠቆሚያ ውስጥ እንቅስቃሴ ባያዩም Turbuhaler የመድኃኒት መጠኑን እንደሚቆጣጠር እርግጠኛ መሆን ይችላሉ።
- በጠቆሚው መስኮት ጠርዝ ላይ ቀይ ምልክት ሲያዩ፣ ወደ 20 የሚጠጋ መድኃኒት ይቆራል ማለት ነው። ለመጨረሻዎቹ 10 የመድኃኒት መጠኖች የመድኃኒት መጠን ጠቆሚው የቀይ ምልክት በስተኋላ ያሳያል። የዜር ምልክቱ የመስኮቱ መካከል ላይ ሲደርስ (ምስል ቢ)፣ የአስም መድኃኒት መሳቢያዬን ያስወግዱ።
- አባከዎ ይህንን ይገንዘቡ፣ የመድኃኒት መጠን ጠቆሚው 0 ላይ ቢደርስ እንኳ፣ መያዣው አሁንም ሲዞር ይችላል ነገር ግን ጠቆሚው መንቀሳቀስ አቶም የዜር ምልክቱም መስኮቱ ላይ ይቆራል።
- የአስም መድኃኒት መሳቢያዬን ሲወዘውዘት የሚሰማው ድምጽ መንስኤው መድኃኒቱ ሳይሆን ማድረቂያው ነው። በመሆኑም፣ ድምጹ በ Turbuhaler ውስጥ የቀረውን የመድኃኒት መጠን አያመለክትም።
- ዶዙ ከመወሰዱ በፊት የመጫን ሂደቱን ከአንድ ጊዜ በላይ ካከናወኑ፣ የሚሰጥዎት የመድኃኒት መጠን አንድ ብቻ ነው። የመድኃኒት መጠን ጠቆሚው ሁሉንም የተጫኑ የመድኃኒት መጠኖች ይመዘግባል።
- መድኃኒቱ በያልቅም እንኳን ዘወር ቢያደርጉት "ጠቅ" የሚል ድምፅ ከአስም መድኃኒት መሳቢያዬ ይሰማሉ።

ከመጠቀም በፊት የተጠቃሚዎችን በራሪ ወረቀት ይመልከቱ

መረጃው እ.ኤ.አ ታህሳስ 2018 ጀምሮ ትክክለኛ ነው።
ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ፋርማሲቲክን ወይም ሃኪምዎን ይጠይቁ።

ማጣቀሻዎች:

Symbicort® Turbuhaler® መድኃኒቱ የታዘዘበት መረጃ(80/4.5, 160/4.5, 320/9 mcg/ inhalations) በ MOH ፈቃድ የተሰጠው

Side effects can be reported by clicking safety.Israel@astrazeneca.com



Symbicort® የAstraZeneca ድርጅቶች ግዳጥ የተመዘገበ የንግድ ምልክት ነው። የ AstraZeneca እርግ የ AstraZeneca ድርጅቶች ግዳጥ የንግድ ምልክት ነው።

AstraZeneca Israel. 1 Atir Yeda Street., Building O-Tech-2 P.O.B. 8044 Kfar Saba, 4464301 Israel Tel: 09-7406528 Fax: 09-7406527



Turbuhaler
የአጠቃቀም መመሪያ

אתר הדרכה:
Mysymbicort.co.il

סיוסד :לנוש

